

Bilag 2 - Kravspecifikationen

Indhold

Generelle krav til alle delaftaler	2
Delaftale 1a - Bade-toiletstol med hjul	3
Delaftale 1b - Bade-toiletstol med hjul og sædetilt, uden hydraulisk/elektrisk højdeindstilling	5
Delaftale 2 - Bade-toiletstol m/hjul og el- kip	8
Delaftale 3 - Bade-toiletstol m/hjul, el- hejs og el-kip	11
Delaftale 4 - Toiletforhøjer, fritstående m. højdeindstilling	14
Delaftale 5a -Toiletforhøjer med armlæn høj	16
Delaftale 5b -Toiletforhøjer med armlæn lav	18
Delaftale 5c -Toiletforhøjer høj	20
Delaftale 5d -Toiletforhøjer lav	22
Delaftale 6 – Toiletsæde med armlæn	24
Delaftale 7a – Badebænk standard	26
Delaftale 7b – Badebænk, smal	28

Generelle krav til alle delaftaler

Krav:	
Generelle krav:	<ul style="list-style-type: none"> Sortimentet der tilbydes skal varemæssigt være i overensstemmelse dette bilags opstillede varekategorier delaftale 1-7.
Design	<ul style="list-style-type: none"> Produkterne skal være i tidløst design.
Produktændringer	<ul style="list-style-type: none"> Produktændringer og -sammensætninger af tilbudslistens varer må ikke finde sted i aftaleperioden uden forudgående orientering af Ordregiver. Såfremt Ordregiver vurderer, at det ændrede produkt ikke fuldt ud er af samme kvalitet og funktionalitet som det oprindeligt tilbudte, er Ordregiver ikke længere forpligtet af aftalen på dette produkt.
CE-mærkning	<ul style="list-style-type: none"> Produkterne skal være CE-mærkede efter gældende regler for medicinsk udstyr:
Garanti	<ul style="list-style-type: none"> Der skal ydes minimum 2 års garanti på de tilbudte produkter. Garantien skal omfatte for Ordregivers almindelige brug af hjælpemidlerne, men er begrænset til, at hjælpemidlerne er anvendt efter forskrifterne. Sliddele skal være omfattet af garantien for fabrikationsfejl, men almindelig slitage ved brug efter forskrifterne er ikke omfattet af garantien. Ved gennemtæring og brud på stel skal der ydes 5 års garanti.
Konsulentbistand	<ul style="list-style-type: none"> Konsulentbistand skal kunne ydes efter aftale og dække almindelig bistand. <p>Ved almindelig konsulentbistand forstås:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kommunernes hjælpemiddeldepoter, disponenter og sagsbehandlere skal holdes ajour med nyudviklinger med hensyn til produkter, metoder og udstyr inden for de udbudte delaftaler. Leverandøren skal yde en faglig kompetent vejledning og service, eventuelt ved brug af underleverandørens ekspertviden. Kommunernes personale skal kunne kontakte kontraktleverandøren for råd og vejledning af produktspecialister indenfor de enkelte områder. Leverandøren skal vejlede personalet, så Ordregiver i hverdagen kan træffe de rigtige beslutninger omkring produktvalg. Leverandørens vejledning og direkte kontakt til Ordregiver og Ordregivers personale, herunder forstået ved Ordregivers kontakt til kundeservice, bogholderi, konsulent m.m., skal ydes på et forståeligt dansk.
Behandling af data	<ul style="list-style-type: none"> Ordregiver er dataansvarlig og Leverandøren er databehandler i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Leverandøren handler efter instruks fra Ordregiver. Leverandøren skal sikre sig imod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Leverandøren skal på Ordregivers anmodning give Ordregiver tilstrækkelige oplysninger til at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, er ligeledes gældende for Leverandøren. Leverandøren er forpligtet til, i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om behandling af personoplysninger, at give en person, der fremsætter begæring herom, meddelelse om, hvordan der behandles oplysninger om vedkommende. Leverandøren og dennes eventuelle underleverandører skal på Ordregivers anmodning indgå en databehandleraftale, jf. bilag 7.

Delaftale 1a - Bade-toiletstol med hjul

ISO-nr.	
09 12 03 21 eller tilsvarende	
Beskrivelse af og krav til produkt (mindstekrav):	
Stole med hjul og toiletåbning i sædet med bækkenholder og bækken/spand.	
Krav:	
Skal opfylde følgende standard eller tilsvarende med evt. senere ændringer:	
<ul style="list-style-type: none"> • DS/EN ISO 10535:2007 Personløftere til flytning af handicappede personer - Krav og prøvningsmetoder. • DS/EN 12182:2012 Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og Prøvningsmetoder. 	
Generelle krav:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal være pulverlakeret eller lignende, der forebygger mod rustdannelser. • Skal være udformet, så der ikke kan stå vand i rørene. • Skal være forsynet med skubbehåndtag/-bøjle. • Skal være forsynet med fodstøtter. • Totalbredde (stolens bredeste sted) på stolen må maksimum være 60 cm.
Sædehøjde:	<ul style="list-style-type: none"> • Højden skal minimum være indstillelig i intervallet 47 cm til 56 cm inkl. evt blødt sæde lagt ovenpå. • Der skal minimum være 5 indstillingspositioner. • Højden skal kunne indstilles, uden brug af værktøj. • Låsesplitten på højdeindstillingen skal være gennemgående. • Skal kunne indstilles til en frihøjde på minimum 48 cm. • De indstillelige ben skal kunne udskiftes.
Ryg:	<ul style="list-style-type: none"> • Ryggen skal være justerbar i dybden.
Sæde:	<ul style="list-style-type: none"> • Sædebredde mellem armlæen skal minimum være 43 cm og må maksimum være 52 cm. • Sædedybde skal minimum være 43 cm og må maksimum være 46 cm. • Sædet skal være skridsikert. • Sædet skal være selvdrænende. • Sædets materiale skal være af PUR-materiale eller tilsvarende, og må være aftagelig. • Sædet skal kunne udskiftes separat fra understel. • Sædet skal være forsynet med fæste for bækken eller spand, som skal kunne afmonteres. • Ordregiver skal kunne angive ved bestilling af stolen angive, om stolen skal leveres med. Intimudskæring eller med rund toiletåbning.
Armlæn:	<ul style="list-style-type: none"> • Armlæn skal være enkeltvis opklappelige, svingbare eller nedfældelige. • Armlæn skal være udformet således, at en person kan stemme fra med hænderne, når personen sætter og rejser sig.
Fodstøtter:	<ul style="list-style-type: none"> • Fodstøtter skal være aftagelige. • Fodstøtter skal være svingbare. • Fodstøtter skal være højdeindstillelige. • Skal kunne indstilles uden brug af værktøj. • Fodpladerne skal være opklappelige.
Hjul:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal have fire låsbare hjul. • Skal være skridsikre. • Hjulene skal være beregnet til brug i vådrum. • Hvert enkelt hjul skal kunne udskiftes. • Hjulene skal være minimum 100 mm og maksimum 125 mm. • Hjulene må ikke afgive farve på indendørs gulv.
Rengøring:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal kunne tåle almindelige rengøringsmidler og overfladedesinfektion med ethanol 70-85 (%v/v) eller klorprodukt med et indhold svarende til min. 1000 ppm i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer "NIR for desinfektion i sundhedssektoren" og "NIR om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation".

Jysk Fællesindkøb, EU-udbud på levering af genbrugshjælpemidler 2016

Vægt:	<ul style="list-style-type: none"> Som minimum godkendt til en brugervægt på minimum 120 kg. Vægt på stol inkl. fodstøtter må maksimum være 20 kg.
Tilbehør:	<p>Følgende tilbehør skal kunne bestilles til hjælpemidlet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bækken/spand med låg. Fodstøtter. Sæde med intimudskæring. Sæde med rund toiletåbning. Blødt sæde af PUR-materiale eller tilsvarende. Låg, sæde eller plade, som dækker udskæringen.
Reserve dele	<p>Følgende tilbehør skal kunne bestilles til hjælpemidlet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Låsesplit til højdeindstilling. Hjul.
Brugsanvisning	<ul style="list-style-type: none"> Brugsanvisning på dansk skal medfølge ved levering af hjælpemidlet. Skal kunne downloades fra tilbudsgivers hjemmeside.
Mærkning	<ul style="list-style-type: none"> Skal være mærket med maksimum brugervægt.
Levering	<ul style="list-style-type: none"> Produktet skal leveres i samlet stand dog ikke nødvendigvis med tilbehør monteret på hjælpemidlet.

Krav til dokumentation i forbindelse med afgivelse af tilbud

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af ovenævnte krav.

Ved afprøvning vil der blive lagt vægt på følgende delkriterier for underkriteriet kvalitet

Delkriterierne skal ikke besvares af tilbudsgiver:

Delkriterier	Vægtning
Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejder, som evalueres på:	75 %
<ul style="list-style-type: none"> Indstillinger (højde, fodstøtter, fodplader, armlæn) 	25 %
<ul style="list-style-type: none"> Håndterbarhed med og uden bruger (kørsel og manøvrering) 	25 %
<ul style="list-style-type: none"> Placering over toilet 	15 %
<ul style="list-style-type: none"> Håndtering af bækken/spand 	15 %
<ul style="list-style-type: none"> Rengøringsvenlighed 	10 %
<ul style="list-style-type: none"> Udskiftning af tilbehør og reserve dele 	10 %
Komfort for bruger, som evalueres på:	25 %
<ul style="list-style-type: none"> Siddekomfort og stabilitet for sædet 	70 %
<ul style="list-style-type: none"> Komfort og stabilitet (ryglæn, fodstøtter armlæn) 	30 %

Delaftale 1b - Bade-toiletstol med hjul og sædetilt, uden hydraulisk/elektrisk højdeindstilling

ISO-nr.	
09 12 03 22 eller tilsvarende	
Beskrivelse af og krav til produkt (mindstekrav):	
Stol med toiletåbning i sædet og sædetilt. Med eller uden transihjul. Kan være manuelt højdeindstillelig. Kan benyttes til både toiletbesøg og brusebad.	
Krav:	
Skal opfylde følgende standard eller tilsvarende med evt. senere ændringer:	
<ul style="list-style-type: none"> • DS/EN ISO 10535:2007 Personløftere til flytning af handicappede personer - Krav og prøvningsmetoder. • DS/EN 12182:2012 Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og Prøvningsmetoder. 	
Generelle krav:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal være pulverlakeret eller lignende, der forebygger mod rustdannelse. • Skal være udformet, så der ikke kan stå vand i rørene. • Skal være forsynet med skubbehåndtag/-bøjle. • • Totalbredde (stolens bredeste sted) på stolen må maksimum være 60 cm. •
Kipfunktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal indstilles ved gaspatron. • Skal kunne indstilles fra sædets vandrette position til henholdsvis 5 grader fremad og 25 grader bagud. • Trinløs indstilling.
Sædehøjde	<ul style="list-style-type: none"> • Skal kunne indstilles til en frihøjde på minimum 50 cm. • Sædehøjden skal minimum være indstillelig i intervallet 56 cm til 60 cm. • Sædehøjden skal kunne indstilles uden brug af værktøj. • Låsesplitten på højdeindstillingen skal være gennemgående. • De indstillelige ben skal kunne udskiftes.
Sæde:	<ul style="list-style-type: none"> • Sædebredde mellem armlæn skal være minimum 43 cm og maksimum 52 cm. • Sædedybde skal minimum være 43 cm og må maksimum være 46 cm. • Sædet skal være skridsikkert. • Sædet skal være selvdrænende. • Sædets materiale skal være af PUR-materiale eller tilsvarende, og må være aftagelig. • Sædet skal kunne udskiftes separat fra understel. • Sædet skal være forsynet med fæste for bækken eller spand, som skal kunne afmonteres. • Ordregiver skal kunne angive ved bestilling af stolen angive, om stolen skal leveres med. Intimudskæring eller med rund toiletåbning.
Ryg:	<ul style="list-style-type: none"> • Ryggen skal kunne justeres i dybden.
Nakkestøtte:	<ul style="list-style-type: none"> • Nakkestøtten skal være indstillelig i dybden. • Nakkestøtten skal være indstillelig i højden. • Skal kunne indstilles uden brug af værktøj.
Armlæn:	<ul style="list-style-type: none"> • Armlæn skal være enkeltvis opklappelige, svingbare eller nedfældelige. • Armlæn skal kunne låses fast.
Fodstøtter:	<ul style="list-style-type: none"> • Fodstøtter skal være aftagelige. • Fodstøtter skal være svingbare. • Fodstøtter skal være højdeindstillelige. • Fodstøtter skal have hælrem eller lægbånd. • Fodplader skal være opklappelige.

Jysk Fællesindkøb, EU-udbud på levering af genbrugshjælpemidler 2016

	<ul style="list-style-type: none"> • Skal kunne indstilles uden brug af værktøj.
Hjul:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal have fire låsbare hjul. • Skal være skridsikre. • Hjulene skal være beregnet til brug i vådrum. • Hjulene skal kunne udskiftes. • Hjulene skal være minimum 100 mm og maksimum 125 mm. • Hjulene må ikke afgive farve på indendørs gulve.
Bækken	<ul style="list-style-type: none"> • Fæstet for bækkenet skal være udformet således, at bækkenet ikke kan glide ud, når stolen kippes.
Rengøring:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal kunne tåle almindelige rengøringsmidler og overfladedesinfektion med ethanol 70-85 (%v/v) eller klorprodukt med et indhold svarende til min. 1000 ppm i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer "NIR for desinfektion i sundhedssektoren" og "NIR om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation".
Vægt:	<ul style="list-style-type: none"> • Som minimum godkendt til en brugervægt på 120 kg. • Vægt på stol inkl. fodstøtter må maksimum være 25 kg.
Tilbehør:	<p>Følgende tilbehør skal kunne bestilles til hjælpemidlet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bækken/spand med låg. • Nakkestøtte. • Fodstøtte. • Sæde med intimudskæring. • Sæde med rund toiletåbning. • Blødt sæde af PUR-materiale eller tilsvarende. • Lægbånd. • Hælrem. • Sidestøtter.
Reserve dele:	<p>Følgende reservedele skal kunne bestilles til hjælpemidlet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hjul. • Gaspatron. • Låsesplit til højdeindstilling.
Brugsanvisning	<ul style="list-style-type: none"> • Brugsanvisning på dansk skal medfølge ved levering af hjælpemidlet. • Skal kunne downloades fra tilbudsgivers hjemmeside.
Mærkning	<ul style="list-style-type: none"> • Skal være mærket med maksimum brugervægt.
Levering	<ul style="list-style-type: none"> • Produktet skal leveres i samlet stand dog ikke nødvendigvis med tilbehør monteret på hjælpemidlet.

Krav til dokumentation i forbindelse med afgivelse af tilbud

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af ovennævnte krav.

Ved afprøvning vil der blive lagt vægt på følgende delkriterier for underkriteriet kvalitet

Delkriterierne skal ikke besvares af tilbudsgiver:

Delkriterier	Vægtning
Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejder, som evalueres på:	75 %
<ul style="list-style-type: none"> • Håndterbarhed med og uden bruger (kørsel, manøvrering, tilt) 	35 %
<ul style="list-style-type: none"> • Indstilling (tiltets vandring, højde, nakkestøtte, fodstøtter og fodplader, armlæn) 	20 %

Jysk Fællesindkøb, EU-udbud på levering af genbrugshjælpemidler 2016

• Håndtering af bækken/spand	15 %
• Betjening (placering af betjeningsgreb/pedaler, bremse, tilt)	10 %
• Rengøringsvenlighed	10 %
• Udskiftning af tilbehør og reservedele	10 %
Komfort for bruger, som evalueres på:	25 %
• Siddekomfort og stabilitet for sædet	60 %
• Komfort og stabilitet (ryglæn, fodstøtter, armlæn, nakkestøtte og brug af tilt)	40 %

Delaftale 2 - Bade-toiletstol m/hjul og el- kip

ISO-nr.	
09 12 03 22 eller tilsvarende	
Beskrivelse af og krav til produkt (mindstekrav):	
Hele stolens siddeflade skal kunne kippes, dvs. både sæde, ryg, armlæn og fodstøtter. Med bækkenholder og bækken/spand.	
Krav:	
Skal opfylde følgende standard eller tilsvarende med evt. senere ændringer:	
<ul style="list-style-type: none"> • DS/EN ISO 10535:2007 Personløftere til flytning af handicappede personer - Krav og prøvningsmetoder. • DS/EN 12182:2012 Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og Prøvningsmetoder. • DS/EN 60529+A1: 2002 Kapslingsklasser (IP-kode). • DS/EN ISO 16201:2007 Tekniske hjælpemidler for personer med funktionsnedsættelse. Krav og prøvningsmetoder til fjernbetjening til hverdagsaktiviteter. 	
Generelle krav:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal være pulverlakeret eller lignende, der sikrer mod rustdannelse. • Skal være udformet, så der ikke kan stå vand i rørene. • Skal være forsynet med skubbehåndtag/-bøjle. • Totalbredde (stolens bredeste sted) på stolen må maksimum være 60 cm. • Skal have IP tæthedsklasse 66.
Kipfunktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Kip skal betjenes ved el. • Skal kunne indstilles fra sædets vandrette position til henholdsvis 5 grader fremad og 25 grader bagud. • Trinløs indstilling.
Håndbetjening:	<ul style="list-style-type: none"> • Håndbetjeningen skal kunne betjenes med én hånd og både med højre og venstre hånd. • Håndbetjeningen skal kunne ophænges på stolen. • Funktionsknapperne skal være forsynet med tydelige og enkle symboler.
Sædehøjde:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal kunne indstilles til en frihøjde på minimum 50 cm. • Sædehøjden skal minimum være indstillelig i intervallet 56 cm til 60 cm. • Sædehøjden skal kunne indstilles uden brug af værktøj. • Låsesplitten på højdeindstillingen skal være gennemgående. • De indstillelige ben skal kunne udskiftes.
Sæde:	<ul style="list-style-type: none"> • Sædebredde mellem armlæn skal minimum være 43 cm og må maksimum være 52 cm. • Sædedybde skal minimum være 43 cm og må maksimum være 46 cm. • Sædet skal være selvdrænende. • Sædet skal være skridsikkert. • Ordregiver skal kunne angive ved bestilling af stolen angive, om stolen skal leveres med. Intimudskæring eller med rund toiletåbning. • Sædehøjden skal kunne indstilles uden brug af værktøj. • Sædets materiale skal være af PUR-materiale eller tilsvarende, og må være aftagelig. • Sædet skal kunne udskiftes separat fra understel. • Sædet skal være forsynet med fæste for bækken eller spand, som skal kunne afmonteres.
Ryg:	<ul style="list-style-type: none"> • Ryggen skal kunne justeres i dybden. • Ryggen skal være i blødt materiale.
Nakkestøtte:	<ul style="list-style-type: none"> • Nakkestøtten skal være indstillelig i dybden. • Nakkestøtten skal være indstillelig i højden. • Skal kunne indstilles uden brug af værktøj.
Armlæn:	<ul style="list-style-type: none"> • Armlæn skal være svingbare, opklappelige eller nedfældelige. • Armlæn skal kunne låses fast.

Jysk Fællesindkøb, EU-udbud på levering af genbrugshjælpemidler 2016

Fodstøtter:	<ul style="list-style-type: none"> • Fodstøtter skal være aftagelige eller svingbare. • Fodstøtter skal være højdeindstillelige. • Fodstøtter skal have hælrem eller lægbånd. • Fodplader skal være opklappelige. • Skal kunne indstilles uden brug af værktøj.
Hjul:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal have fire låsbare hjul. • Skal være skridsikre. • Hjulene skal være beregnet til brug i baderum. • Hjulene skal kunne udskiftes. • Hjulene skal være minimum 100 mm og maksimum 125 mm. • Hjulene må ikke afgive farve på indendørs gulve.
Bækken	<ul style="list-style-type: none"> • Fæstet for bækkenet skal være udformet således, at bækkenet ikke kan glide ud, når stolen kippes.
Rengøring:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal kunne tåle almindelige rengøringsmidler og overfladedesinfektion med ethanol 70-85 (%v/v) eller klorprodukt med et indhold svarende til min. 1000 ppm i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer "NIR for desinfektion i sundhedssektoren" og "NIR om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation".
Vægt:	<ul style="list-style-type: none"> • Som minimum godkendt til en brugervægt på 120 kg. • Vægt på stol inkl. Fodstøtter må maksimum være 25 kg.
Tilbehør:	<p>Følgende tilbehør skal kunne bestilles til hjælpemidlet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bækken/spand med låg. • Nakkestøtte. • Fodstøtte. • Sæde med rund toiletåbning. • Sæde med intimudskæring. • Blødt sæde af PUR-materiale eller tilsvarende. • Lægbånd. • Hælrem. • Sidestøtter.
Reserveedel	<p>Følgende reservedele skal kunne bestilles til hjælpemidlet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hjul. • Motor. • Fjernbetjening. • Lader. • Låsesplit til højdeindstilling.
Brugsanvisning	<ul style="list-style-type: none"> • Brugsanvisning på dansk skal medfølge ved levering af hjælpemidlet. • Skal kunne downloades fra tilbudsgivers hjemmeside.
Mærkning	<ul style="list-style-type: none"> • Skal være mærket med maksimum brugervægt. •
Levering	<ul style="list-style-type: none"> • Produktet skal leveres i samlet stand dog ikke nødvendigvis med tilbehør monteret på hjælpemidlet.

Krav til dokumentation i forbindelse med afgivelse af tilbud

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af ovenævnte krav.

Ved afprøvning vil der blive lagt vægt på følgende delkriterier for underkriteriet kvalitet

Delkriterierne skal ikke besvares af tilbudsgiver:

Delkriterier	Vægtning
Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejder, som evalueres på:	75 %

Jysk Fællesindkøb, EU-udbud på levering af genbrugshjælpemidler 2016

• Håndterbarhed med og uden bruger (kørsel, manøvrering)	25 %
• Indstilling (tiltets vandring, højde, nakkestøtte, fodstøtter og fodplader, armlæn)	20 %
• Betjening (placering af betjeningsgreb/pedaler, bremse, håndbetjening og ladestik)	20 %
• Håndtering af bækken/spand	15 %
• Rengøringsvenlighed	10 %
• Udskiftning af tilbehør og reservedele	10 %
Komfort for bruger, som evalueres på:	25 %
• Siddekomfort og stabilitet for sædet	50 %
• Komfort og stabilitet (ryglæn, fodstøtter, armlæn og nakkestøtte)	30 %
• Komfort ved tilt	20 %

Delaftale 3 - Bade-toiletstol m/hjul, el- hejs og el-kip

ISO-nr.	
09 12 03 23 eller tilsvarende	
Beskrivelse af og krav til produkt (mindstekrav):	
Hele stolens siddeflade skal kunne kippes og hejses, dvs. både sæde, ryg, armlæn og fodstøtter. Med bækkenholder og bækken/spand.	
Krav:	
Skal opfylde følgende standard eller tilsvarende med evt. senere ændringer:	
<ul style="list-style-type: none"> • DS/EN ISO 10535:2007 Personløftere til flytning af handicappede personer - Krav og prøvningsmetoder. • DS/EN 12182:2012 Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og Prøvningsmetoder. • DS/EN 60529+A1: 2002 Kapslingsklasser (IP-kode). • DS/EN ISO 16201:2007 Tekniske hjælpemidler for personer med funktionsnedsættelse. Krav og prøvningsmetoder til fjernbetjeninger til hverdagsaktiviteter. 	
Generelle krav:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal være pulverlakeret eller lignende, der sikrer mod rustdannelse. • Skal være udformet, så der ikke kan stå vand i rørene. • Skal være forsynet med skubbehåndtag/-bøjle. • Totalbredde (stolens bredeste sted) må maksimum være 60 cm. • Skal have IP tæthedsklasse 66.
Kipfunktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Kip-funktionen skal betjenes ved el. • Skal minimum kunne indstilles fra lodret position til henholdsvis 5 grader fremad og 25 grader bagud. • Trinløs indstilling.
Hejsefunktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal betjenes ved el. • Sædehøjden skal være indstillelig fra minimum 58 cm til maksimum 92 cm. • Skal kunne indstilles til en frihøjde på minimum 50 cm.
Håndbetjening:	<ul style="list-style-type: none"> • Håndbetjeningen skal kunne betjenes med én hånd og både med højre og venstre hånd. • Håndbetjeningen skal kunne ophænges på stolen. • Funktionsknapperne skal være forsynet med tydelige og enkle symboler.
Sæde:	<ul style="list-style-type: none"> • Sædebredde mellem armlæn skal minimum være 43 cm og må maksimum være 52 cm. • Sædedybde skal minimum være 43 cm og må maksimum være 45 cm. • Sædet skal være selvdrænende. • Sædet skal være skridsikkert. • Ordregiver skal kunne angive ved bestilling af stolen angive, om stolen skal leveres med. Intimudskæring eller med rund toiletåbning. • Sædets materiale skal være af PUR-materiale eller tilsvarende, og må være aftagelig. • Sædet skal kunne udskiftes separat fra understel.
Ryg:	<ul style="list-style-type: none"> • Ryggen skal kunne justeres i dybden. • Ryggen skal være i et blødt materiale.
Nakkestøtte:	<ul style="list-style-type: none"> • Nakkestøtten skal være indstillelig i dybde. • Nakkestøtten skal være indstillelig i højden. • Skal kunne indstilles uden brug af værktøj.
Armlæn:	<ul style="list-style-type: none"> • Armlæn skal være svingbare, opklappelige eller nedfældelige. • Armlæn skal kunne låses fast.
Fodstøtter:	<ul style="list-style-type: none"> • Fodstøtter skal være aftagelige eller svingbare. • Fodstøtter skal være højdeindstillelige. • Fodstøtter skal have hælrem eller lægbånd.

Jysk Fællesindkøb, EU-udbud på levering af genbrugshjælpemidler 2016

	<ul style="list-style-type: none"> Fodplader skal være opklappelige. Skal kunne indstilles uden brug af værktøj.
Hjul:	<ul style="list-style-type: none"> Skal have fire låsbare hjul. Skal være skridsikre. Hjulene skal være beregnet til brug i baderum. Hjulene skal kunne udskiftes. Hjulene skal være minimum 100 mm og maksimum 125 mm. Hjulene må ikke afgive farve på indendørs gulve.
Bækken	<ul style="list-style-type: none"> Fæstet for bækkenet skal være udformet således, at bækkenet ikke kan glide ud, når stolen kippes.
Rengøring:	<ul style="list-style-type: none"> Skal kunne tåle almindelige rengøringsmidler og overfladedesinfektion med ethanol 70-85 (%v/v) eller klorprodukt med et indhold svarende til min. 1000 ppm i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer "NIR for desinfektion i sundhedssektoren" og "NIR om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation".
Vægt:	<ul style="list-style-type: none"> Som minimum godkendt til en brugervægt på 120 kg. Vægt på stol inkl. Fodstøtter må maksimum være 50 kg.
Tilbehør:	<p>Følgende tilbehør skal kunne bestilles til hjælpemidlet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bækken/spand med låg. Nakkestøtte. Fodstøtte. Sæde med rund toiletåbning. Sæde med intimudskæring. Blødt sæde PUR-materiale eller tilsvarende. Lægbånd. Hælrem. Sidestøtter.
Reserve dele	<p>Følgende reservedele skal kunne bestilles til hjælpemidlet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hjul. Motor. Fjernbetjening. Lader.
Brugsanvisning	<ul style="list-style-type: none"> Brugsanvisning på dansk skal medfølge ved levering af hjælpemidlet. Skal kunne downloades fra tilbudsgivers hjemmeside.
Mærkning	<ul style="list-style-type: none"> Skal være mærket med maksimum brugervægt.
Levering	<ul style="list-style-type: none"> Produktet skal leveres i samlet stand dog ikke nødvendigvis med tilbehør monteret på hjælpemidlet.

Krav til dokumentation i forbindelse med afgivelse af tilbud

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af ovennævnte krav.

Ved afprøvning vil der blive lagt vægt på følgende delkriterier for underkriteriet kvalitet

Delkriterierne skal ikke besvares af tilbudsgiver:

Delkriterier	Vægtning
Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejder, som evalueres på:	75 %
<ul style="list-style-type: none"> Håndterbarhed med og uden bruger (kørsel, manøvrering) 	25 %
<ul style="list-style-type: none"> Indstilling (tiltets vandring, højde, nakkestøtte, fodstøtter og fodplader, armlæn) 	20 %

Jysk Fællesindkøb, EU-udbud på levering af genbrugshjælpemidler 2016

<ul style="list-style-type: none"> • betjening (placering af betjeningsgreb/pedaler, bremse, håndbetjening og ladestik, nødstop og nødfir) 	20 %
<ul style="list-style-type: none"> • Håndtering af bækken/spand 	15 %
<ul style="list-style-type: none"> • Rengøringsvenlighed 	10 %
<ul style="list-style-type: none"> • Udskiftning af tilbehør og reservedele 	10 %
Komfort for bruger, som evalueres på:	25 %
<ul style="list-style-type: none"> • Siddekomfort og stabilitet for sædet 	50 %
<ul style="list-style-type: none"> • Komfort og stabilitet (ryglæn, fodstøtter, armlæn, nakkestøtte,) 	30 %
<ul style="list-style-type: none"> • Løftebevægelse i tilt og hejs 	20 %

Delaftale 4 - Toiletforhøjer, fritstående m. højdeindstilling

ISO-nr.:	
09 12 12 01 eller tilsvarende	
Beskrivelse af og krav til produkt (mindstekrav):	
Toiletforhøjere, som står på gulvet.	
Krav:	
Skal opfylde følgende standard eller tilsvarende med evt. senere ændringer:	
<ul style="list-style-type: none"> DS/EN 12182:2012 Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og Prøvningsmetoder. 	
Generelle krav:	<ul style="list-style-type: none"> Skal være pulverfakeret eller lignende, der sikrer mod rustdannelse. Skal være udformet, så der ikke kan stå vand i rørene. Skal kunne komme helt ind over kummen på standardtoiletter. Skal kunne bruges uden, at toilettets sæde og låg skal afmonteres. Skal kunne anvendes skråtstillet. Skal kunne højdeindstilles uden brug af værktøj. Skal være forsynet med armlæn. Sædehøjden skal minimum være indstillelig i intervallet 45 cm til 57 cm. Skal være stabilbar. Skal være udstyret med skridsikre dupsko, som kan udskiftes. Låsesplitten på højdeindstillingen skal være gennemgående. Ordregiver skal kunne vælge mellem at bestille hjælpermidlet med enten spand og rygdrop eller med skærm.
Sædeenhed:	<ul style="list-style-type: none"> Skal være forsynet med fæste for bækken og spand.
Rengøring:	<ul style="list-style-type: none"> Skal kunne tåle almindelige rengøringsmidler og overfladedesinfektion med ethanol 70-85 (%v/v) eller klorprodukt med et indhold svarende til min. 1000 ppm i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer "NIR for desinfektion i sundhedssektoren" og "NIR om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation".
Vægt:	<ul style="list-style-type: none"> Som minimum godkendt til en brugervægt på 120 kg.
Tilbehør:	Følgende tilbehør skal kunne bestilles til hjælpermidlet: <ul style="list-style-type: none"> Bækken/spand. Skærm. Rygbånd til stop for låg, hvis modellen er udstyret med dette. Ryglæn hvis modellen er udformet til dette.
Reserve dele	Følgende reservedele skal kunne bestilles til hjælpermidlet: <ul style="list-style-type: none"> Låsesplit til højdeindstilling. Dupsko.
Brugsanvisning	<ul style="list-style-type: none"> Brugsanvisning på dansk skal medfølge ved levering af hjælpermidlet. Skal kunne downloades fra tilbudsgivers hjemmeside.
Mærkning	<ul style="list-style-type: none"> Skal være mærket med maksimum brugervægt.
Levering	<ul style="list-style-type: none"> Produktet skal leveres i samlet stand dog ikke nødvendigvis med tilbehør monteret på hjælpermidlet.
Krav til dokumentation i forbindelse med afgivelse af tilbud	

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af ovennævnte krav.

Ved afprøvning vil der blive lagt vægt på følgende delkriterier for underkriteriet kvalitet
Delkriterierne skal ikke besvares af tilbudsgiver:

Delkriterier	Vægtning
Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejder, som evalueres på:	60 %
<ul style="list-style-type: none"> • Indstilling (højde, skråstilling, isætning/udtagning af stænkskærm/spand) 	50 %
<ul style="list-style-type: none"> • Rengøringsvenlighed 	50 %
Komfort for bruger, som evalueres på:	40 %
<ul style="list-style-type: none"> • Siddekomfort 	60 %
<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitet i alle indstillingshøjder 	20 %
<ul style="list-style-type: none"> • Sædets udformning 	20 %

Delaftale 5a -Toiletforhøjer med armlæn høj

ISO-nr.:	
09 12 18 01 eller tilsvarende	
Beskrivelse af og krav til produkt (mindstekrav):	
Toiletsæder, der permanent er fæstnet på toilet for at forhøje siddehøjden.	
Krav:	
Skal opfylde følgende standard eller tilsvarende med evt. senere ændringer:	
<ul style="list-style-type: none"> • DS/EN 12182:2012 Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og Prøvningsmetoder. 	
Generelle krav:	<ul style="list-style-type: none"> • Toiletsæde til fastmontering - med låg. • Skal kunne tilpasses og fastspændes til toiletkummer uden brug af værktøj. • Eventuelle metaldele skal være pulverlakeret eller lignende, der sikrer mod rustdannelse. • Selve toiletforhøjerdelen skal være tæt for stænk. • Forhøjeren skal være tæt for stænk mellem toiletforhøjer og toiletkumme, uden brug af stænkskærm.
Armlæn:	<ul style="list-style-type: none"> • Armlæn skal være enkeltvis opklappelige. • Armlæn skal være udformet, således en bruger kan stemme fra med hænderne, når brugeren sætter og rejser sig.
Sædeenhed:	<ul style="list-style-type: none"> • Sædehøjden skal være fast. • Sædehøjden skal være minimum 8 cm og maksimum 10 cm ved sædets forkant målt på højeste kant på forkanten.
Rengøring:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal kunne tåle almindelige rengøringsmidler og overfladedesinfektion med ethanol 70-85 (%v/v) eller klorprodukt med et indhold svarende til min. 1000 ppm i henhold til Statens Serum Institut's retningslinjer "NIR for desinfektion i sundhedssektoren" og "NIR om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation".
Vægt:	<ul style="list-style-type: none"> • Som minimum godkendt til en brugervægt på 120 kg.
Brugsanvisning	<ul style="list-style-type: none"> • Brugsanvisning på dansk skal medfølge ved levering af hjælpemidlet. • Skal kunne downloades fra tilbudsgivers hjemmeside.
Mærkning	<ul style="list-style-type: none"> • Skal være mærket med maksimum brugervægt.
Levering	<ul style="list-style-type: none"> • Produktet skal leveres i samlet stand dog ikke nødvendigvis med tilbehør monteret på hjælpemidlet.
Krav til dokumentation i forbindelse med afgivelse af tilbud	
Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af ovennævnte krav.	

Ved afprøvning vil der blive lagt vægt på følgende delkriterier for underkriteriet kvalitet	
Delkriterierne skal ikke besvares af tilbudsgiver:	
Delkriterier	Vægtning
Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejder, som evalueres på:	50 %
<ul style="list-style-type: none"> • Montering og afmontering 	50 %
<ul style="list-style-type: none"> • Rengøringsvenlighed 	50 %

Jysk Fællesindkøb, EU-udbud på levering af genbrugshjælpemidler 2016

Komfort for bruger, som evalueres på:	50 %
• Siddekomfort	40 %
• Armlæn	30 %
• Sædets udformning	30 %

Delaftale 5b -Toiletforhøjer med armlæn lav

ISO-nr.	
09 12 18 01 eller tilsvarende	
Beskrivelse af og krav til produkt (mindstekrav):	
Toiletsæder, der permanent er fæstnet til toilet for at forhøje siddehøjden.	
Krav:	
Skal opfylde følgende standard eller tilsvarende med evt. senere ændringer:	
<ul style="list-style-type: none"> • DS/EN 12182:2012 Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og Prøvningsmetoder. 	
Generelle krav:	<ul style="list-style-type: none"> • Toiletsæde til fastmontering - med låg. • Skal kunne tilpasses og fastspændes til toiletkummer uden brug af værktøj. • Eventuelle metaldele skal være pulverlakeret eller lignende, der sikrer mod rustdannelse. • Selve toiletforhøjerdelen skal være tæt for stænk. • Forhøjeren skal være tæt for stænk mellem toiletforhøjer og toiletkumme, uden brug af stænkskærm.
Armlæn:	<ul style="list-style-type: none"> • Armlæn skal være enkeltvis opklappelige. • Armlæn skal være udformet, således en person kan stemme fra med hænderne, når personen sætter og rejser sig.
Sædeenhed:	<ul style="list-style-type: none"> • Sædehøjden skal være fast. • Sædehøjden skal være minimum 4 cm og maksimum 6 cm ved sædets forkant målt på højeste kant på forkanten.
Rengøring:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal kunne tåle almindelige rengøringsmidler og overfladedesinfektion med ethanol 70-85 (%v/v) eller klorprodukt med et indhold svarende til min. 1000 ppm i henhold til Statens Serum Institut's retningslinjer "NIR for desinfektion i sundhedssektoren" og "NIR om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation".
Vægt:	<ul style="list-style-type: none"> • Som minimum godkendt til en brugervægt på 120 kg.
Brugsanvisning	<ul style="list-style-type: none"> • Brugsanvisning på dansk skal medfølge ved levering af hjælpemidlet. • Skal kunne downloades fra tilbudsgivers hjemmeside.
Mærkning	<ul style="list-style-type: none"> • Skal være mærket med maksimum brugervægt.
Levering	<ul style="list-style-type: none"> • Produktet skal leveres i samlet stand dog ikke nødvendigvis med tilbehør monteret på hjælpemidlet.
Krav til dokumentation i forbindelse med afgivelse af tilbud	
Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af ovennævnte krav.	

Ved afprøvning vil der blive lagt vægt på følgende delkriterier for underkriteriet kvalitet	
Delkriterierne skal ikke besvares af tilbudsgiver:	
Delkriterier	Vægtning
Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejder, som evalueres på:	50 %
<ul style="list-style-type: none"> • Montering og afmontering 	50 %
<ul style="list-style-type: none"> • Rengøringsvenlighed 	50 %

Jysk Fællesindkøb, EU-udbud på levering af genbrugshjælpemidler 2016

Komfort for bruger, som evalueres på:	50 %
• Siddekomfort	40 %
• Armlæn	30 %
• Sædets udformning	30 %

Delaftale 5c -Toiletforhøjer høj

ISO-nr.:	
09 12 18 01 eller tilsvarende	
Beskrivelse af og krav til produkt (mindstekrav):	
Toiletsæder, der permanent er fæstnet til toilet for at forhøje siddehøjden.	
Krav:	
Skal opfylde følgende standard eller tilsvarende med evt. senere ændringer:	
<ul style="list-style-type: none"> • DS/EN 12182:2012 Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og Prøvningsmetoder. 	
Generelle krav:	<ul style="list-style-type: none"> • Toiletsæde til fastmontering - med låg. • Skal kunne tilpasses og fastspændes til toilet uden brug af værktøj. • Eventuelle metaldele skal være pulverlakeret eller lignende, der sikrer mod rustdannelse. • Selve toiletforhøjer delen skal være tæt for stænk. • Forhøjeren skal være tæt for stænk mellem toiletforhøjer og toiletkumme, uden brug af stænkskærm.
Sædeenhed:	<ul style="list-style-type: none"> • Sædehøjden skal være fast. • Sædehøjden skal være minimum 8 cm og maksimum 10 cm ved sædets forkant målt på højeste kant på forkanten.
Rengøring:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal kunne tåle almindelige rengøringsmidler og overfladedesinfektion med ethanol 70-85 (%v/v) eller klorprodukt med et indhold svarende til min. 1000 ppm i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer "NIR for desinfektion i sundhedssektoren" og "NIR om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation".
Vægt:	<ul style="list-style-type: none"> • Som minimum godkendt til en brugervægt på 120 kg.
Brugsanvisning	<ul style="list-style-type: none"> • Brugsanvisning på dansk skal medfølge ved levering af hjælpemidlet. • Skal kunne downloades fra tilbudsgivers hjemmeside.
Mærkning	<ul style="list-style-type: none"> • Skal være mærket med maksimum brugervægt.
Levering	<ul style="list-style-type: none"> • Produktet skal leveres i samlet stand dog ikke nødvendigvis med tilbehør monteret på hjælpemidlet.
Krav til dokumentation i forbindelse med afgivelse af tilbud	
Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af ovenævnte krav.	

Ved afprøvning vil der blive lagt vægt på følgende delkriterier for underkriteriet kvalitet	
Delkriterierne skal ikke besvares af tilbudsgiver:	
Delkriterier	Vægtning
Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejder, som evalueres på:	50 %
<ul style="list-style-type: none"> • Montering og afmontering 	50 %
<ul style="list-style-type: none"> • Rengøringsvenlighed 	50 %
Komfort for bruger, som evalueres på:	50 %
<ul style="list-style-type: none"> • Siddekomfort 	50 %

• Sædets udformning	50 %
---------------------	------

Delaftale 5d -Toiletforhøjer lav

ISO-nr. :	
09 12 18 01 eller tilsvarende	
Beskrivelse af og krav til produkt (mindstekrav):	
Toiletsæder, der permanent er fæstnet til toilet for at forhøje siddehøjden.	
Krav:	
Skal opfylde følgende standard eller tilsvarende med evt. senere ændringer:	
<ul style="list-style-type: none"> • DS/EN 12182:2012 Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og Prøvningsmetoder. 	
Generelle krav:	<ul style="list-style-type: none"> • Toiletsæde til fastmontering - med låg. • Skal kunne tilpasses og fastspændes til toilet uden brug af værktøj. • Eventuelle metaldele skal være pulverlakeret eller lignende, der sikrer mod rustdannelse. • Selve toiletforhøjer delen skal være tæt for stænk. • Forhøjeren skal være tæt for stænk mellem toiletforhøjer og toiletkumme, uden brug af stænkskærm. •
Sædeenhed:	<ul style="list-style-type: none"> • Sædehøjden skal være fast. • Sædehøjden skal være minimum 4 cm og maksimum 6 cm ved sædets forkant målt på højeste kant på forkanten.
Rengøring:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal kunne tåle almindelige rengøringsmidler og overfladedesinfektion med ethanol 70-85 (%v/v) eller klorprodukt med et indhold svarende til min. 1000 ppm i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer "NIR for desinfektion i sundhedssektoren" og "NIR om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation".
Vægt:	<ul style="list-style-type: none"> • Som minimum godkendt til en brugervægt på 120 kg.
Brugsanvisning	<ul style="list-style-type: none"> • Brugsanvisning på dansk skal medfølge ved levering af hjælpemidlet. • Skal kunne downloades fra tilbudsgivers hjemmeside.
Mærkning	<ul style="list-style-type: none"> • Skal være mærket med maksimum brugervægt.
Levering	<ul style="list-style-type: none"> • Produktet skal leveres i samlet stand dog ikke nødvendigvis med tilbehør monteret på hjælpemidlet.
Krav til dokumentation i forbindelse med afgivelse af tilbud	
Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af ovennævnte krav.	

Ved afprøvning vil der blive lagt vægt på følgende delkriterier for underkriteriet kvalitet	
Delkriterierne skal ikke besvares af tilbudsgiver:	
Delkriterier	Vægtning
Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejder, som evalueres på:	50 %
<ul style="list-style-type: none"> • Montering og afmontering 	50 %
<ul style="list-style-type: none"> • Rengøringsvenlighed 	50 %
Komfort for bruger, som evalueres på:	50 %

Jysk Fællesindkøb, EU-udbud på levering af genbrugshjælpemidler 2016

• Siddekomfort	50 %
• Sædets udformning	50 %

Delaftale 6 – Toiletsæde med armlæn

ISO-nr.:	
09 12 09 06 eller tilsvarende	
Beskrivelse af og krav til produkt (mindstekrav):	
Toiletsæde med speciel funktion monteret på et toilet.	
Krav:	
Skal opfylde følgende standard eller tilsvarende med evt. senere ændringer:	
<ul style="list-style-type: none"> • DS/EN 12182:2012 Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og Prøvningsmetoder. 	
Generelle krav:	<ul style="list-style-type: none"> • Toiletsæde til fastmontering - med låg. • Skal kunne tilpasses og fastspændes til toilet uden brug af værktøj. • Eventuelle metaldele skal være pulverlakeret eller lignende, der sikrer mod rustdannelse. • Selve toiletsædet skal være tæt for stænk. • Toiletsædet må maksimalt være 2 cm højt.
Armlæn:	<ul style="list-style-type: none"> • Armlænene skal være enkeltvis opklappelige.. • Armlæn skal være udformet, således en person kan stemme fra med hænderne, når personen sætter og rejser sig.
Rengøring:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal kunne tåle almindelige rengøringsmidler og overfladedesinfektion med ethanol 70-85 (%v/v) eller klorprodukt med et indhold svarende til min. 1000 ppm i henhold til Statens Serum Institut retningslinjer "NIR for desinfektion i sundhedssektoren" og "NIR om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation".
Vægt:	<ul style="list-style-type: none"> • Som minimum godkendt til en brugervægt på 120 kg.
Brugsanvisning	<ul style="list-style-type: none"> • Brugsanvisning på dansk skal medfølge ved levering af hjælpemidlet. • Skal kunne downloades fra tilbudsgivers hjemmeside.
Mærkning	<ul style="list-style-type: none"> • Skal være mærket med maksimum brugervægt. •
Levering	<ul style="list-style-type: none"> • Produktet skal leveres i samlet stand dog ikke nødvendigvis med tilbehør monteret på hjælpemidlet.
Krav til dokumentation i forbindelse med afgivelse af tilbud	
Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af ovennævnte krav.	

Ved afprøvning vil der blive lagt vægt på følgende delkriterier for underkriteriet kvalitet	
Delkriterierne skal ikke besvares af tilbudsgiver:	
Delkriterier	Vægtning
Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejder, som evalueres på:	50 %
<ul style="list-style-type: none"> • Montering og afmontering 	50 %
<ul style="list-style-type: none"> • Rengøringsvenlighed 	50 %
Komfort for bruger, som evalueres på:	50 %
<ul style="list-style-type: none"> • Siddekomfort 	40 %
<ul style="list-style-type: none"> • Armlæn 	30 %

• Sædets udformning	30 %
---------------------	------

Delaftale 7a – Badebænk standard

ISO-nr.	
09 33 03 30 eller tilsvarende	
Beskrivelse af og krav til produkt (mindstekrav):	
Bænk eller taburet med fire ben.	
Krav:	
Skal opfylde følgende standard eller tilsvarende med evt. senere ændringer:	
<ul style="list-style-type: none"> • DS/EN 12182:2012 Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og Prøvningsmetoder 	
Generelle krav:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal være forsynet med armlæn, der anvendes, når brugeren skal rejse eller sætte sig, eller når badebænken skal flyttes. • Skal være pulverlakeret eller lignende, der sikrer mod rustdannelse. • Skal være stabelbar. • Skal være udformet, så der ikke står vand i rørene. • Skal være udstyret med skridsikre dupsko, som skal kunne udskiftes. • Højden skal minimum rumme intervallet 43 cm til 58 cm. • Skal kunne indstilles i minimum 3 højder, uden brug af værktøj. • Totalbredde (stolens bredeste sted) for bænken må maksimum være 64 cm. • Låsesplitten på højdeindstillingen skal være gennemgående.
Sæde:	<ul style="list-style-type: none"> • Sæde skal være i skridsikkert materiale. • Sæde skal kunne udskiftes separat fra understel. • Sædebredde skal være minimum 46 cm og maksimum 50 cm. • Sædedybde skal være minimum 31 cm og maksimum 36 cm.
Rengøring:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal kunne tåle almindelige rengøringsmidler og overfladedesinfektion med ethanol 70-85 (%v/v) eller klorprodukt med et indhold svarende til min. 1000 ppm i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer "NIR for desinfektion i sundhedssektoren" og "NIR om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation".
Vægt:	<ul style="list-style-type: none"> • Som minimum godkendt til en brugervægt på 120 kg. • Badebænken må maksimum veje 6 kg uden ryg.
Tilbehør:	<ul style="list-style-type: none"> • Ryglæn som skal kunne fastmonteres uden brug af værktøj.
Reservedel	<ul style="list-style-type: none"> • Dupsko. • Låsesplit til højdeindstilling.
Brugsanvisning	<ul style="list-style-type: none"> • Brugsanvisning på dansk skal medfølge ved levering af hjælpemidlet. • Skal kunne downloades fra tilbudsgivers hjemmeside.
Mærkning	<ul style="list-style-type: none"> • Skal være mærket med maksimum brugervægt. •
Levering	<ul style="list-style-type: none"> • Produktet skal leveres i samlet stand dog ikke nødvendigvis med tilbehør monteret på hjælpemidlet.
Krav til dokumentation i forbindelse med afgivelse af tilbud	
Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af ovenævnte krav.	

Ved afprøvning vil der blive lagt vægt på følgende delkriterier for underkriteriet kvalitet Delkriterierne skal ikke besvares af tilbudsgiver:	
Delkriterier	Vægtning
Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejder, som evalueres på:	60 %
• Indstilling (højde)	35 %
• Montering og afmontering af ryglæn	35 %
• Rengøringsvenlighed	30 %
Komfort for bruger	40 %
• Siddekomfort med og uden ryglæn	50 %
• Rejse/sætte sig	50 %

Delaftale 7b – Badebænk, smal

ISO-nr.:	
09 33 03 30 eller tilsvarende	
Beskrivelse af og krav til produkt (mindstekrav):	
Bænk eller taburet med fire ben.	
Krav:	
Skal opfylde følgende standard eller tilsvarende med evt. senere ændringer:	
<ul style="list-style-type: none"> • DS/EN 12182:2012 Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og Prøvningsmetoder. 	
Generelle krav:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal være forsynet med armlæn, der anvendes, når brugeren skal rejse eller sætte sig, eller når badebænken skal flyttes. • Skal være pulverlakeret eller lignende, der sikrer mod rustdannelse. • Skal være stabelbar. • Skal være udformet, så der ikke står vand i rørene. • Skal være udstyret med skridsikre dupsko, som skal kunne udskiftes. • Højden skal minimum rumme intervallet 43 cm til 58 cm. • Skal kunne indstilles i minimum 3 højder, uden brug af værktøj. • Totalbredde (stolens bredeste sted) for bænken skal minimum være 40 cm og maksimum 52 cm. • Låsesplitten på højdeindstillingen skal være gennemgående.
Sæde:	<ul style="list-style-type: none"> • Sæde skal være i skridsikkert materiale. • Sæde skal kunne udskiftes separat fra understel. • Sædebredde skal være minimum 40 cm til maksimum 44 cm. • Sædedybde skal være minimum 31 cm til maksimum 36 cm.
Rengøring:	<ul style="list-style-type: none"> • Skal kunne tåle almindelige rengøringsmidler og overfladedesinfektion med ethanol 70-85 (%v/v) eller klorprodukt med et indhold svarende til min. 1000 ppm i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer "NIR for desinfektion i sundhedssektoren" og "NIR om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation".
Vægt:	<ul style="list-style-type: none"> • Som minimum godkendt til en brugervægt på 120 kg. • Vægt maksimum 6 kg uden ryg.
Tilbehør:	<ul style="list-style-type: none"> • Ryglæn som skal kunne fastmonteres uden brug af værktøj.
Reservedel	<ul style="list-style-type: none"> • Dupsko. • Låsesplit til højdeindstilling.
Brugsanvisning	<ul style="list-style-type: none"> • Brugsanvisning på dansk skal medfølge ved levering af hjælpemidlet. • Skal kunne downloades fra tilbudsgivers hjemmeside.
Mærkning	<ul style="list-style-type: none"> • Skal være mærket med maksimum brugervægt. •
Levering	<ul style="list-style-type: none"> • Produktet skal leveres i samlet stand dog ikke nødvendigvis med tilbehør monteret på hjælpemidlet.
Krav til dokumentation i forbindelse med afgivelse af tilbud	
Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af ovenævnte krav.	

Ved afprøvning vil der blive lagt vægt på følgende delkriterier for underkriteriet kvalitet

Delkriterierne skal ikke besvares af tilbudsgiver:	
Delkriterier	Vægtning
Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejder, som evalueres på:	60 %
• Indstilling (højde)	35 %
• Montering og afmontering af ryglæn	35 %
• Rengøringsvenlighed	30 %
Komfort for bruger	40 %
• Siddekomfort med og uden ryglæn	50 %
• Rejse/sætte sig	50 %